

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Siglec-8-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Nyz4

Artikelnummer: CM0006216



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Siglec-8, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt mehrere Isoformen (44/46/54 kDa) und eignet sich ideal zur Untersuchung der Biologie von Eosinophilen, Basophilen und Mastzellen in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes-Siglec-8-mAb
Bemerkungen/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	27181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 17-363 des humanen Siglec-8 entspricht (NP_055257.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NYZ4
Proteingewicht	44 kDa/46 kDa/54 kDa
Versand	Kühlakku