

Pe-Kaninchen Anti-Menschliches Stat3 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P40763

Artikelnummer: CM0010525



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes STAT3 für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf STAT3/APRF ab, einen 88 kDa großen Transkriptionsaktivator in den IL-6- und JAK/STAT-Signalwegen; kreuzreagiert mit Mensch. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Rabbit anti-Human STAT3 mAb
Bemerkungen/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6774
GeneID	6774
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 611-710 von menschlichem STAT3 (NP_003141.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40763
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel