


Pe Kaninchen Anti-Human Tie-2/CD202B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q02763

Artikelnummer: CM0008773



Einführung

PE-konjugierter kaninchener anti-humaner Tie-2/CD202b monoklonaler Antikörper, speziell validiert für die Durchflusszytometrie (FC) zum Nachweis des Tie-2-Rezeptors (UniProt Q02763) in humanen Proben. Ideal für Anwendungen in der Angiogenese- und Gefäßbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human Tie-2/CD202b mAk
Bemerkungen/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
Spezies	Mensch
Gen-ID	7010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-745 von humanem Tie-2/CD202b (NP_000450.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02763
Proteingewicht	126kDa
Versand	Eisbeutel