


Pe-Kaninchen Anti-Human Tigit Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q495A1

Artikelnummer: CM0008222



Einführung

PE-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper gegen humanes TIGIT (VSIG9, VSTM3), validiert für die Durchflusszytometrie. Zielgerichtet gegen einen inhibitorischen Immunrezeptor auf T-Zellen und NK-Zellen. UniProt Q495A1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-kaninchen anti-human TIGIT mAk
Bemerkungen/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	201633
GenID	201633
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q495A1
Proteinmasse	18 kDa/26 kDa
Versand	Eisbeutel