

## Pe Kaninchen Anti-Human Tim-3/Havcr2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Tdq0

Artikelnummer: CM0008423



### Einführung

Kaninchen monoklonaler PE-konjugierter Antikörper gegen humanes TIM-3/HAVCR2, validiert für Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (aa 22-200). Ideal für die Forschung zu Immun-Checkpoints und T-Zell-Erschöpfung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                             |
| Gen-ID (Human)    | 84868                                                                                                                             |
| Gen-ID            | 84868                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 22-200 von humanem TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) umfasst |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                             |
| SWISS             | Q8TDQ0                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 33kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |