

Pe-Kaninchen Anti-Human Tlr1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q15399

Artikelnummer: CM0011297



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen Toll-like Rezeptor 1 (TLR1/CD281). Entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Untersuchen Sie mit diesem Forschungswerkzeug TLR1-vermittelte angeborene Immunantworten auf bakterielle Lipopeptide.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human TLR1 mAb
Bemerkungen/Alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7096
GeneID	7096
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 325-424 von humanem TLR1 entspricht (NP_003254.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15399
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eistüte