

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Tlr3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - O15455

Artikelnummer: CM0008254



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TLR3 (CD283), validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für Forschungsanwendungen im Bereich der angeborenen Immunität und viralen Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch TLR3 mAk
Bemerkungen/Alias	CD283; IIAE2; IMD83
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7098
Gen-ID	7098
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-339 von humanem TLR3 (NP_003256.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15455
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel