

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Tmprss2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O15393

Artikelnummer: CM0004793



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-anti-menschlicher TMPRSS2-monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der Prostatakrebs-Progression, viraler Infektionsmechanismen (SARS-CoV, SARS-CoV-2) und Proteolyse in Wirtszellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch TMPRSS2 mAk
Bemerkungen/Alias	PRSS10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7113
Gen-ID	7113
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 106-255 von menschlichem TMPRSS2 (NP_005647.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15393
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel