


Pe Kaninchen Anti-Human Tnf-A Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - P01375

Artikelnummer: CM0007785



Einführung

PE-konjugierter kaninchener anti-human TNF- α monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (intrazelluläre Färbung). Untersuchen Sie den Tumornekrosefaktor Alpha bei Entzündungsreaktionen, Immunregulation und Krebsbiologie. Kreuzreagiert mit humanem TNF- α (Cachectin/TNFSF2).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human TNF- α mAk
Bemerkungen/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7124
Gen-ID	7124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 77-233 von humanem TNF- α (NP_002344.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01375
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel