

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Trop-2-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P09758

Artikelnummer: CM0008612



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TROP-2 für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Erkennt das tumorassoziierte Antigen TROP-2 und unterstützt die immunonkologische Forschung sowie die Entwicklung diagnostischer Verfahren. – P09758

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes TROP-2-mAb
Bemerkungen/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Spezies	Mensch
Gen-ID	4070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-274 des humanen TROP-2 entspricht (NP_002344.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09758
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku