


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Affe Cd10 Mak Für Fc - P08473

Artikelnummer: CM0010951



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD10 (Neprilysin) für die Durchflusszytometrie. Kreuzreagiert mit Human und Javaneraffe. Validiert für immunologische und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Affe CD10 mAk
Bemerkungen/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Spezies	Human
GeneID (Human)	4311
GeneID	4311
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 52-750 von humanem CD10 (NP_000893.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P08473
Protein-Gewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel