

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner/-Affen-Cd127/IL-7R-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P16871

Artikelnummer: CM0009431



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes/affenartiges CD127/IL-7R für die Durchflusszytometrie. Erkennt die Alpha-Kette des Interleukin-7-Rezeptors und reagiert kreuz mit humanem und Javaneraffen-Protein. Geeignet für die immunologische Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner/-Affen-CD127/IL-7R-mAk
Bezeichnungen/Aliase	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Art	Mensch
GenelD (Mensch)	3575
GenelD	3575
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-236 des humanen CD127/IL-7Rα (NP_002176.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P16871
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel