


Pe-Kaninchen Monoklonaler Antikörper Gegen Mensch/Affe Cd14 Für Durchflusszytometrie - P08571

Artikelnummer: CM0008826



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches und cynomolgusches Affen-CD14, validiert für die Durchflusszytometrie. CD14 ist ein Korezeptor für bakterielles LPS, der die angeborene Immunität vermittelt. Ideal für die Immunologie- und Infektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch/Affe CD14 mAk
Bemerkungen/Alias	CD14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	929
GenID	929
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-352 des menschlichen CD14 (NP_000582.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08571
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel