

Pe-Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd16 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08637/O75015

Artikelnummer: CM0007806



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes/affen CD16 (FCGR3A/FCGR3B). Validiert für Durchflusszytometrie (FC), kreuzreagiert mit Menschen und Krabbenmakaken. Ideal für Immunzellprofilierung und ADCC-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch/Affe CD16 mAk
Bemerkungen/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2214/2215
GenID	2214/2215
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenmakak
SWISS	P08637/O75015
Proteingewicht	29 kDa/26 kDa
Versand	Eisbeutel