

Pe Kaninchen Anti-Human/Affe Cd18 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05107

Artikelnummer: CM0008649



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD18 (Integrin beta-2) für die Durchflusszytometrie, kreuzreaktiv mit Javaneraffe. Ideal zur Untersuchung von Leukozyten-Adhäsionsrezeptoren und dem Trafficking von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human/Affe CD18 mAk
Bemerkungen/Alias	LAD; CD18; MF17; MFI7; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Spezies	Human
GenID	3689
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-769 von humanem CD18 (NP_000202.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P05107
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel