

Pe-Kaninchen Anti-Human/Affe Cd19 Monoklonaler Antikörper - Cd19

Artikelnummer: CM0005012

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes und Affen-CD19, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphänotypisierung und B-Zell-Forschung in diagnostischen und Life-Science-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-Human/Affe CD19 mAb
Bemerkungen/Alias	CD19
Spezies	Affe
Gen-ID (Human)	930
Gen-ID (Affe)	102145514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-292 von Affen-CD19 (XP_005591597.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe (Cynomolgus)
Versand	Eisbeutel