

Pe-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen Humanes/Affenartiges Cd20 Für Fc - P11836

Artikelnummer: CM0011218



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes/affenartiges CD20 (MS4A1), für die Durchflusszytometrie validiert. Spezifisch für B-Lymphozyten, mit Kreuzreaktivität gegenüber Cynomolgusaffen. Für Forschungszwecke zur Untersuchung von B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes/affenartiges CD20
Bemerkungen/Alias	MS4A1; B1; Bp35; CD20; CVID5; LEU-16; MS4A2; S7; B-Lymphozytenantigen CD20
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	931
GeneID	931
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen CD20 (NP_068769.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgusaffe
SWISS	P11836
Proteingewicht	14 kDa/33 kDa
Versand	Kühlakku