

Pe-Kaninchen-Anti-Human/Affen-Cd25-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01589

Artikelnummer: CM0008858



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD25 (IL2RA, p55). Validiert für die Durchflusszytometrie an humanen und Cynomolgus-Proben. Ideal für die Erforschung regulatorischer T-Zellen und der Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Human/Affen-CD25-mAk
Bemerkungen/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3559
Gen-ID	3559
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01589
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku