

Pe-Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd3 Mab Für Fc - P07766

Artikelnummer: CM0009956



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches/affenes CD3 für die Durchflusszytometrie. Kreuzreagiert mit Cynomolgus-CD3. Bestandteil des TCR-Komplexes, unverzichtbar für die Forschung zur T-Zell-Aktivierung und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-Mensch/Affe CD3 mAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	916
Gen-ID	916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-126 von menschlichem CD3 (NP_000724.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P07766
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eispackung