

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner/Affenartiger Cd4-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01730

Artikelnummer: CM0010170



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes bzw. affenartiges CD4 für die Durchflusszytometrie (FC). Für die Reaktivität mit humanem und Cynomolgus-CD4 validiert. 51 kDa. Zur Untersuchung der Funktion des T-Zell-Korezeptors und von HIV-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner/affenartiger CD4-mAb
Bezeichnungen/Alias	T4, IMD79, Leu-3, OKT4D, CD4mut
Art	Mensch
GeneID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01730
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku