

Pe Kaninchen Anti-Hu-Affen Cd45 Mab - P08575

Artikelnummer: CM0007910



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und Cynomolgus-CD45, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne; geeignet für T-Zell-Aktivierungs-, Immunsignal- und hämatopoetische Zellidentifizierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Hu-Affen CD45 mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Human
GeneID (Human)	5788
GeneID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-577 von humanem CD45 (P08575) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P08575
Protein-Gewicht	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Versand	Eisbeutel