

Pe Kaninchen Anti-Human/Affe Cd64 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P12314

Artikelnummer: CM0008729



Einführung

Hochaffiner PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanen und affenen CD64 (FcγRI), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Funktionen von monozyten/makrophagenspezifischen IgG-Rezeptoren in der angeborenen und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human/Affe CD64 mAk
Bemerkungen/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Spezies	Mensch
Gen-ID	2209
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P12314
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel