

Pe Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd69 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q07108

Artikelnummer: CM0010301



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der auf humanes CD69 abzielt – ein wichtiges frühes Aktivierungsantigen auf Immunzellen. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), kreuzreagiert mit Cynomolgus-Affen. Ideal für die Untersuchung von Immunzellaktivierung und regulatorischer T-Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch/Affe CD69 mAk
Bemerkungen/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	969
GenID	969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 78-199 von humanem CD69 (NP_001772.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel