


## Pe Kaninchen Anti-Human/Affe Cd86 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P42081

Artikelnummer: CM0010970



### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der humanes und Cynomolgus-CD86 (B7-2) erkennt, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der T-Zell-Aktivierung und Kostimulation in der immunologischen Forschung und der Entwicklung diagnostischer Tests.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-Human/Affe CD86 mAk                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2                                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)   | 942                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 942                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-241 von humanem CD86 (NP_787058.5) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Cynomolgus                                                                                                           |
| SWISS             | P42081                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 38kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |