


Pe Kaninchen Anti-Human/Affe Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01732

Artikelnummer: CM0004207



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane und Cynomolgus-CD8-Alpha-Kette. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), zielt auf Aminosäuren 22-182 von CD8A (P01732) ab. Geeignet für T-Zell- und NK-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human/Affe CD8a mAb
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID	925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-182 von humanem CD8A (NP_001759.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01732
Proteingewicht	21kDa/25kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel