

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner/-Affer Hla-Dr-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01903

Artikelnummer: CM0010393



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes/affenartiges HLA-DR, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt die Alpha-Kette von MHC-Klasse-II, die auf antigenpräsentierenden Zellen exprimiert wird. Geeignet für immunologische Untersuchungen und die Forschung an nichtmenschlichen Primaten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes/-affenartiges HLA-DR-mAb
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3122
GeneID	3122
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen HLA-DR.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01903
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku