


Pe-Kaninchen Anti-Mensch/Affe Igd Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01880

Artikelnummer: CM0012111



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches und cynomolgus IgD (konstante Region, Aminosäuren 99-384). Validiert für Durchflusszytometrie, ideal für B-Zell-Immunphänotypisierung und Studien zu Immunglobulinrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Rabbit anti-Human/Monkey IgD mAb
Bemerkungen/Alias	IGHD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 99-384 von menschlichem IgD enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01880
Proteinmasse	47 kDa
Versand	Eisbeutel