

Pe Kaninchen Anti-Human/Affe IgG Mab - Aaq57561.1

Artikelnummer: CM0009862

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und Affen-IgG, geeignet für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Immunogen: rekombinantes Protein, das die Aminosäuren 98-322 von Affen-IgG (AAQ57561.1) abdeckt. Kreuzreagiert mit humanem und Cynomolgus-IgG.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	PE Kaninchen anti-Human/Affe IgG mAb
Spezies	Affe
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 98-322 von Affen-IgG enthält (AAQ57561.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
Versand	Eisbeutel