


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Affe-IgM-Mak Für Fc - P01871

Artikelnummer: CM0008776



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die konstante Region von humanem/affinem IgM, geeignet für Durchflusszytometrie. Forschungswerkzeug für B-Zell-Immunologie und Studien zur humoralen Immunität. Erkennt IGHM (P01871).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Konjugierter Kaninchen-anti-Human/Affe-IgM-mAk
Bemerkungen/Alias	MU; VH; AGM1
Spezies	Human
GenID	3507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 218-453 von humanem IgM (P01871) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P01871
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel