

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner/Affenartiger Ki67-Monoklonaler Antikörper Für Die Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P46013

Artikelnummer: CM0011200



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes und affenartiges Ki67 (P46013), validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ein unverzichtbares Hilfsmittel für Zellproliferationsassays, Zellzyklusanalysen und die onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes/affenartiges Ki67-mAb
Bemerkungen/Alias	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4288
GeneID	4288
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2271-2370 des humanen Ki67 (NP_002408.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P46013
Proteingewicht	319 kDa/359 kDa
Versand	Kühlakku