

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Affen Pd-1/Cd279 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q15116

Artikelnummer: CM0009873



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und Cynomolgus-PD-1/CD279 (Q15116), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung an Immun-Checkpoints, T-Zell-Erschöpfung und Krebsimmuntherapie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-konjugierter Kaninchen-anti-Human/Affen PD-1/CD279 mAb
Anmerkungen/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5133
GeneID	5133
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-168 des humanen PD-1/CD279 (NP_005009.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel