

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner/-Mauslicher Integrin-Alpha-5- (Itga5/Cd49E)-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08648

Artikelnummer: CM0012693



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanen/mauslichen Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e, VLA-5). Für die Durchflusszytometrie validiert. Ideal für die Erforschung von Zelladhäsion, Fibronectinrezeptoren und Viruseintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner/-mauslicher Integrin-alpha-5-(ITGA5/CD49e)-mAb
Bemerkungen/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Art	Mensch
Gen-ID	3678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 42-995 des humanen Integrins alpha 5 (ITGA5/CD49e) entspricht (NP_002196.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08648
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Kühlpack