


Pe Kaninchen Anti-Human/Mouse Nanog Mab - Q80Z64

Artikelnummer: CM0009320



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und murines Nanog, einen für die Pluripotenz kritischen Homeobox-Transkriptionsfaktor. Entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC) in der Stammzellenforschung und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human/Mouse Nanog mAb
Bemerkungen/Alias	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	79923
Gen-ID	71950
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 160-305 von murinem Nanog (NP_082292.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q80Z64
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel