

Pe-Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Humanes/Murines Pdgfra/Cd140A Für Fc - P16234

Artikelnummer: CM0010141



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und murines PDGFRα/CD140a (SWISS: P16234), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung von Zellproliferation, embryonaler Entwicklung und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	PE-monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes/murines PDGFRα/CD140a
Bemerkungen/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5156
Gen-ID	5156
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-524 des humanen PDGFRα/CD140a (NP_006197.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16234
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Kühlakku