


Pe Kaninchen Anti-Human/Maus Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P43403

Artikelnummer: CM0000922



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen phosphoryliertes ZAP70 (Y319) und Syk (Y352) gerichtet ist, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie bei Human und Maus. Ideal für die Forschung an T-Zell- und B-Zell-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human/Maus Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 mAk
Bemerkungen/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
Spezies	Mensch, Maus
Gen-ID (Mensch)	7535
Gen-ID	7535
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y319 von humanem ZAP70 (NP_001070.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P43403
Proteinmasse	70kDa
Versand	Eisbeutel