

Pe-Kaninchen-Anti-Human/Murin/Affenähnlich Foxp3 Mab - Q9Bzs1

Artikelnummer: CM0010395



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen FOXP3 für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Validiert für humane, murine und Cynomolgus-Proben. Erkennt einen 47-kDa-Forkhead-Transkriptionsfaktor, der für die durch Tregs vermittelte Immunregulation essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-human/murin/affenähnlich FOXP3 mAb
Bemerkungen/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Art	Mensch
GeneID	50943
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen FOXP3 (NP_054728.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Cynomolgus
SWISS	Q9BZS1
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku