

Pe Kaninchen Anti-Maus Ccr6/Cd196 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O54689

Artikelnummer: CM0005982

Einführung

PE-Kaninchen Anti-Maus CCR6/CD196 monoklonaler Antikörper validiert für Durchflusszytometrie (FC). Spezifisch für Maus-CCR6, einen Chemokinrezeptor, der für die Immunzellmigration und mukosale Immunität entscheidend ist. Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Maus CCR6/CD196 mAk
Bemerkungen/Alias	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1235
GenID	12458
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2-38 von Maus CCR6/CD196 (NP_033965.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O54689
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel