

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd103 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q60677

Artikelnummer: CM0005119

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD103 (Integrin alpha-E, ITGAE) für die Durchflusszytometrie. Validiert für die Untersuchung von T-Lymphozytenadhäsion und epithelialen Interaktionen. SWISS: Q60677.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD103 mAb
Bemerkungen/Alias	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3682
GeneID	16407
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 191-385 von Maus CD103 (NP_032425.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60677
Proteingewicht	129kDa
Versand	Eisbeutel