

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd117/C-Kit Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05532

Artikelnummer: CM0010059



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD117/c-Kit gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt den Mastzell-/Stammzell-Wachstumsfaktor-Rezeptor Kit (P05532). Ideal für die Forschung an hämatopoetischen Stammzellen und Mastzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD117/c-Kit mAk
Bemerkungen/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3815
GenID	16590
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-523 von Maus-CD117/c-Kit (NP_001116205.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05532
Proteingewicht	22kDa/109kDa
Versand	Eisbeutel