

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd11A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P24063

Artikelnummer: CM0005842

Einführung

PE Kaninchen anti-Maus CD11a monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC) mit Mausproben; zielt auf Integrin alpha-L ab, das an der Leukozytenadhäsion und Immunantwort beteiligt ist - geeignet für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD11a mAb
Bemerkungen/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3683
Gen-ID	16408
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 149-340 von Maus CD11a (NP_001240801.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24063
Protein-Gewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel