


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Fc - P05555

Artikelnummer: CM0008321



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD11b (ITGAM, MAC-1), validiert für Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus-Monozyten, Granulozyten und Mikroglia. Ideal für Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-Anti-Maus CD11b mAb
Bemerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (human)	3684
Gen-ID	16409
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 143-337 von Maus CD11b (NP_032427.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Protein-Gewicht	115kDa/127kDa
Versand	Eistasche