


Pe-Kaninchen Anti-Maus Cd122/IL-2R β Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P16297

Artikelnummer: CM0009978



Einführung

PE-markierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD122/IL-2R β für die Durchflusszytometrie. Erkennt die Beta-Untereinheit des IL-2-Rezeptors, unverzichtbar für Studien zum IL-2-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD122/IL-2R β mAk
Bemerkungen/Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3560
Gen-ID	16185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-235 von Maus CD122/IL-2R β (NP_032394.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16297
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel