

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd124/Il-4Ra Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16382

Artikelnummer: CM0007765

Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus CD124/IL-4Rα gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung von IL-4/IL-13-Signalwegen bei der Th2-Differenzierung und allergischen Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Maus CD124/IL-4Ra mAk
Bemerkungen/Alias	Il4r; CD124
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3566
Gen-ID (Maus)	16190
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-233 von Maus CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16382
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eispackung