


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd127/IL-7R α Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P16872

Artikelnummer: CM0011446



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen Maus-CD127/Interleukin-7-Rezeptor alpha, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Identifizierung und Charakterisierung von Immunzellen der Maus in der Forschung und der Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus CD127/IL-7R α mAb
Bemerkungen/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3575
GeneID	16197
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-239 von Maus-CD127/IL-7R α (NP_612564.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16872
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel