


Pe Kaninchen Anti-Maus Cd130/Gp130 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q00560

Artikelnummer: CM0004738



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus CD130/gp130 (IL-6 Rezeptor-Untereinheit Beta). Validiert für Durchflusszytometrie (FC) an Mausproben. Kernkomponente des IL-6-Signalwegs für Immun- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD130/gp130 mAb
Bemerkungen/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3572
GeneID	16195
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-617 von Maus CD130/gp130 (NP_034690.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00560
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel