

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd138/Syndecan-1 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P18828

Artikelnummer: CM0010115

Einführung

PE-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD138/Syndecan-1 (SWISS: P18828). Validiert für Durchflusszytometrie (FC) ohne Kreuzreaktivität mit anderen Spezies. Rekombinantes Immunogen, das die extrazelluläre Domäne abdeckt. Ideal für die Immunphänotypisierung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Maus CD138/Syndecan-1 mAb
Bemerkungen/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Syndecan-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	6382
Gen-ID (Maus)	20969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-255 von Maus-CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18828
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakkupackung