


Pe-Kaninchen-Anti-Maus-Cd14-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P10810

Artikelnummer: CM0009589



Einführung

PE-Kaninchen-anti-Maus-CD14-monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie, der gegen das Monozyten-Differenzierungsantigen CD14 gerichtet ist. Geeignet für die Erforschung der angeborenen Immunantwort, der LPS-Signalübertragung und von Entzündungsprozessen. Kreuzreaktivität mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-CD14-mAb
Bemerkungen/Alias	CD14
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	929
Gen-ID	12475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-345 des Maus-CD14 (NP_033971.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10810
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel