

Pe-Kaninchen Anti-Maus Cd144/Ve-Cadherin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P55284

Artikelnummer: CM0010533



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus VE-Cadherin (CD144), Klon 7B4. Validiert für durchflusszytometrische Anwendungen an Mausproben. Unterstützt die Forschung zu Endothelzelladhäsion, vaskulärer Permeabilität und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD144/VE-Cadherin mAk
Bemerkungen/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1003
GenID	12562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 46-592 von Maus CD144/VE-Cadherin (NP_033998.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P55284
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eispack