

Pe Kaninchen-Anti-Maus-Cd150/Slam Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Qum4

Artikelnummer: CM0011753

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD150/SLAM, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal zur Untersuchung der SLAM-vermittelten Immunzellaktivierung, -differenzierung und Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE Kaninchen-Anti-Maus-CD150/SLAM mAb
Bemerkungen/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	6504
Gen-ID	27218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-242 von Maus-CD150/SLAM (NP_038758.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QUM4
Proteingewicht	36kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel