


Pe Kaninchen Anti-Maus Cd152/Ctla-4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P09793

Artikelnummer: CM0012289



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CTLA-4 (CD152). Entwickelt für die Durchflusszytometrie, ermöglicht die Analyse dieses T-Zell-Hemmwegs in lymphatischem Gewebe und Immun-Checkpoint-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD152/CTLA-4 mAk
Bemerkungen/Alias	Ctla4, Cd152, CTLA4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	1493
Gen-ID	12477
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 36-161 von Maus-CD152 (NP_033973.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P09793
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel